



Chromatography silica gel (250 g)

Ref : 107370

Description :

Pour chromatographie sur colonne des composés hydrophobes (lipides et liposolubles par exemple).



Advantages / Strengths :

Idéal pour vos TP CCM
Pratique, en pot de 250 gr

Technical characteristics :

Specifications :

Porosity :

60.

Particle size : 0.2 to 0.5 mm.

Packaging

250 g

Quality level

Pure product

Autres

Granulométrie 0,2 à 0,5 mm.

Porosité : 60

Conseils de prudence P

P102

N° CAS

112926-00-8