

**COMBINED PH ELECTRODE PHC3005-9**

**Ref : 701551**



**Advantages / Strengths :**

Liquid electrolyte KCl 3 mol. L<sup>-1</sup> Glass unit\*

**Technical characteristics :**

Gamme de pH : 0 à 12

Gamme de température : 0 à 80 °C

Élément de référence : Ag/AgCl

Jonction liquide : Poreux

Longueur : 103 mm

Diamètre : 12 mm

Hauteur mini. d'échantillon : 12 mm

Connexion : Fiche BNC

Solution de remplissage à utiliser : KCL

Caractéristiques : Robuste

Application : Usage général

Body material	Glass
Connection	BNC
Dimensions	Ø 12 x 103 mm
Electrolyte	Liquid KCl
Refill probe	No
Sonde de température intégrée	No
pH range	0 - 12
Temperature range	0 à 80 °C
Type of product	